

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd2 Umano () Per Citometria A Flusso - P06729

Numero articolo: CM0010716



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro il CD2 umano, ottimizzato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio dell'adesione, dell'attivazione dei linfociti T e dell'immunofenotipizzazione. Validato per la reattività umana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD2 mAb
Alias	T11, SRBC, LFA-2
Specie	Umana
ID genico	914
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 25-209 del CD2 umano (NP_001758.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P06729
Peso proteico	39 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio