


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd201/Epcr Umano Per Fc - Q9Unn8

Numero articolo: CM0010208



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato mirato al CD201/EPCR umano (recettore della proteina C endoteliale) per citometria a flusso. Adatto per lo studio della via della proteina C nella coagulazione e nell'emostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human CD201/EPCR mAb
Osservazioni/Alias	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; recettore della proteina C
Specie	Umano
Gene ID	10544
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-210 del CD201/EPCR umano (NP_006395.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9UNN8
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio