

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Cd225/Ifitm1 Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P13164

Numero articolo: CM0008203

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD225/IFITM1 coniugato con , validato per la citometria a flusso intracellulare. Questa proteina transmembrana indotta dall'interferone limita l'ingresso virale ed è sovraespressa in diversi tumori. Ideale per la ricerca antivirale e oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-umano CD225/IFITM1
Note/Alias	IFITM1; 9-27; CD225; DSPA2a; IFI17; LEU13; proteina transmembrana 1 indotta dall'interferone
Specie	umana
GeneID	8519
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-80 della CD225/IFITM1 umana (NP_003632.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	Citometria a flusso (intracellulare)
Reattività crociata	Umana
SWISS	P13164
Peso della proteina	13 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante