

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Cd225/Ifitm1 () Per If/Icc E Citometria A Flusso - P13164

Numero articolo: CM0010811

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro CD225/IFITM1 umano, validato per immunofluorescenza e citometria a flusso intracellulare. Adatto per la ricerca in virologia e oncologia; rileva una proteina di 14kDa (P13164).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD225/IFITM1 mAb
Osservazioni/Alias	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a
Specie	Umano
GenelD	8519
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-80 del CD225/IFITM1 umano (NP_003632.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC (intra)
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P13164
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio