


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd226/Dnam-1 Umano Per La Citometria A Flusso - Q15762

Numero articolo: CM0004690



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro il CD226/DNAM-1 umano (DNAM-1), validato per la citometria a flusso. L'immunogeno comprende il dominio extracellulare (aa 19-247). Reattivo crociato con l'umano. Ideale per studiare l'adesione e la citotossicità delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD226/DNAM-1 umano
Note/Alias	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10666
GeneID	10666
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 19-247 del CD226/DNAM-1 umano (NP_006557.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a flusso)
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q15762
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio