

## Anticorpo Monoclonale Anti-Human Cd239/Bcam () Per Citofluorimetria - P50895

Numero articolo: CM0012086



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD239/BCAM umano, coniugato con . Validato per citofluorimetria. Il bersaglio è una molecola di adesione cellulare con ruoli nella migrazione e nell'invasione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | Rabbit anti-Human CD239/BCAM mAb                                                                                                  |
| Note/Alias          | BCAM                                                                                                                              |
| Specie              | Uomo                                                                                                                              |
| ID gene (Uomo)      | 4059                                                                                                                              |
| ID gene             | 4059                                                                                                                              |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-547 di CD239/BCAM umano (NP_005572.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                             |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                |
| Reattività crociata | Uomo                                                                                                                              |
| SWISS               | P50895                                                                                                                            |
| Peso proteico       | 67kDa                                                                                                                             |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                             |