

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd24 Umano () Per If/Icc E Fc - P25063

Numero articolo: CM0009274

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro il CD24 umano, adatto per immunofluorescenza e citometria a flusso. Mira a una glicoproteina ancorata al GPI coinvolta nell'attivazione dei linfociti B, nella differenziazione e nella modulazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Human CD24 mAb
Note/Alias	CD24A; CD24
Specie	Umano
GeneID (umano)	100133941
GeneID	100133941
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-80 del CD24 umano (NP_037362.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P25063
Peso Proteico	8kDa; 13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio