

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Cd244/2B4 Per Citometria A Flusso - Q9Bzw8

Numero articolo: CM0009759

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD244/2B4 coniugato ad . Progettato per la citometria a flusso, questo anticorpo si rivolge al recettore CD244 della famiglia SLAM sulle cellule NK e T. UniProt Q9BZW8.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-umano CD244/2B4 mAb
Osservazioni/Alias	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; molecola CD244
Specie	Umano
GenID	51744
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 22-221 del CD244/2B4 umano (NP_001160135.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	Citometria a flusso
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9BZW8
Peso proteico	30kDa/36kDa/41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio