

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd27 Umano Per Citometria A Flusso - P26842

Numero articolo: CM0007791



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD27 umano coniugato per il rilevamento mediante citometria a flusso (FC) del CD27 umano, un antigene di attivazione delle cellule T e recettore di checkpoint immunitario. Mirato al dominio extracellulare (aa 21-192). 29kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-CD27 umano mAb
Osservazioni/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	939
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-192 del CD27 umano (NP_001233.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P26842
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio