


Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Cd271/Ngfr Per Fc - P08138

Numero articolo: CM0008067



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad , che riconosce specificamente CD271/NGFR umano (p75NTR). Validato per la citometria a flusso, adatto per rilevare l'espressione del recettore delle neurotrofine negli studi su cellule neuronali e immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-umano CD271/NGFR
Note/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Specie	Umano
GeneID (umano)	4804
GeneID	4804
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-250 di CD271/NGFR umano (NP_002498.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P08138
Peso della proteina	35 kDa/45 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante