


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd271/Ngfr Umano () Per Citometria A Flusso - P08138

Numero articolo: CM0010960



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD271/NGFR umano coniugato con per citometria a flusso. Reagisce con l'uomo; rileva il recettore a bassa affinità del fattore di crescita nervoso p75NTR, coinvolto nello sviluppo neuronale, nell'apoptosi e nel ritmo circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD271/NGFR umano
Note/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Specie	Umano
ID del gene (umano)	4804
ID del gene	4804
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-250 del CD271/NGFR umano (NP_002498.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P08138
Peso della proteina	35 kDa/45 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante