

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd3 Umano (Cd3E) Per Citometria A Flusso - P07766

Numero articolo: CM0004108

introduzione

Anticorpo monoclonale di topo anti-CD3 umano per citometria a flusso (FC). Bersaglia la catena epsilon di CD3 umano (CD3E), una subunità chiave del complesso recettore delle cellule T-CD3 essenziale per l'immunità adattativa. Adatto per campioni umani. P07766.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb Mouse anti-Human CD3
Note/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Specie	Umana
GeneID (Umana)	916
GeneID	916
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD3 umano
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P07766
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio