

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd3 Epsilon Umana Per Citometria A Flusso - P07766

Numero articolo: CM0008985



introduzione

Anticorpo monoclonale Rabbit anti-CD3 epsilon umano validato per citometria a flusso. Bersaglia la catena epsilon di CD3 umano (23 kDa), parte del complesso TCR-CD3 essenziale per l'attivazione e lo sviluppo delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human CD3 mAb
Annotazioni/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Specie	Umana
GeneID (Umana)	916
GeneID	916
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-126 della CD3 umana (NP_000724.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P07766
Peso proteico	23 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio