


Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Cd30 (Tnfrsf8) Coniugato Con Per Citometria A Flusso - P28908

Numero articolo: CM0009999



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD30 (TNFRSF8) coniugato con . Validato per citometria a flusso per la rilevazione del recettore CD30 coinvolto nella crescita e trasformazione dei linfoblasti. Ideale per la ricerca in oncologia immunitaria e linfomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD30 mAb
Annotazioni/Alias	TNFRSF8; CD30; D1S166E; Ki-1; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 8
Specie	Umana
GeneID	943
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-379 di CD30 umano (NP_001234.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P28908
Peso proteico	14kDa/50kDa/63kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio