


Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Cd300A Per Citometria A Flusso - Q9Ugn4

Numero articolo: CM0011847



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro il CD300a umano (CLM-8, IRp60, IGSF12), un recettore inibitorio su cellule NK, cellule T e mastociti. Ideale per la ricerca in citometria a flusso (FC).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale Coniglio anti-Umano CD300a
Note/Alias	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11314
GeneID	11314
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-178 del CD300a umano (NP_009192.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9UGN4
Peso Proteico	33kDa/20kDa/12kDa/16.5kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio