


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd300F/Irem-1 Umano Per Fc - Q8Tdq1

Numero articolo: CM0004341



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD300F/IREM-1 umano, validato per la citometria a flusso. Riconosce il recettore inibitorio CMRF35-like molecule 1, coinvolto nell'omeostasi immunitaria e nell'efferocitosi. Ideale per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Proprietà	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD300F/IREM-1 umano
Note/Alias	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; CMRF35-like molecule 1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	146722
ID Gene	146722
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-156 del CD300F/IREM-1 umano (NP_620587.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8TDQ1
Peso Proteico	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio