

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd303/Bdca-2 Umano Per Citometria A Flusso - Q8Wtt0

Numero articolo: CM0012483



introduzione

anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD303/BDCA-2 umano per citometria a flusso. Rileva specificamente il membro C della famiglia dei domini delle lectine di tipo C (BDCA-2), un marcatore delle cellule dendritiche plasmacitoidi. Ottimale per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD303/BDCA-2 mAb
Note/Alias	DLEC; HECL; BDCA2; CD303; BDCA-2; CLECSF7; CLECSF11; PRO34150
Specie	Umana
GeneID	170482 (Umana)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 45-213 di CD303/BDCA-2 umano (NP_569708.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q8WTT0
Peso proteico	21kDa/25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio