


Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Cd304/Neuropilina-1 Per Fc - O14786

Numero articolo: CM0010685



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato , specifico per il CD304/Neuropilina-1 umano, validato per citometria a flusso. Funziona in angiogenesi, guida assonale e come fattore ospite per SARS-CoV-2. Ideale per la biologia dello sviluppo e la ricerca sulle infezioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Umano CD304/Neuropilina-1
Note/Alias	NRP1; BDCA4; CD304; NP1; NRP; VEGF165R; neuropilina-1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8829
GeneID	8829
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-644 del CD304/Neuropilina-1 umano (NP_003864.5)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O14786
Peso Proteico	68kDa/71kDa/103kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio