

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Cd31/Pecam1 Per Fc - P16284

Numero articolo: CM0004335



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che mira al CD31/PECAM1 umano, validato per citometria a flusso. Ideale per studiare la migrazione transendoteliale dei leucociti, l'adesione delle cellule endoteliali e le risposte infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Umano CD31/PECAM1
Note/Alias	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5175
GeneID	5175
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-601 del CD31 umano (NP_000433.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P16284
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio