


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd32 Umano Per Citometria A Flusso - P12318

Numero articolo: CM0012611



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD32 umano (FCGR2A). Adatto per la rilevazione mediante citometria a flusso del recettore Fc per IgG a bassa affinità su monociti, neutrofili e piastrine. Riconosce il dominio extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-CD32 umano
Note/alias	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcgammaRIIa
Specie	Umano
ID del gene (umano)	2212
ID del gene	2212
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 36-218 del CD32 umano (NP_001129691.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P12318
Peso della proteina	35 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante