

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd337/Nkp30 Umano Per If/Icc, Fc - O14931

Numero articolo: CM0008516



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD337/NKp30 umano (NCR3), validato per applicazioni IF/ICC e FC (intra). Riconosce il recettore di innesco della citotossicità naturale espresso sulle cellule NK, coinvolto nell'immunità anti-tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-CD337/NKp30 umano mAb
Note/Alias	NCR3; 1C7; CD337; LY117; MALS; NKp30; recettore di innesco della citotossicità naturale 3
Specie	Umano
Gene ID	259197
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-135 del CD337/NKp30 umano (NP_667341.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC (intra)
Reattività Crociata	Umano
SWISS	O14931
Peso Proteico	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio