

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Cd34 () Per If/Icc E Fc - P28906

Numero articolo: CM0010253

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD34 umano, direttamente coniugato con . Adatto per immunofluorescenza e citometria a flusso. Ideale per la ricerca su cellule progenitrici ematopoietiche e marcatori dell'endotelio vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-Umano CD34
Note/Alias	CD34; molecola CD34; GIG3; MORT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	947
GeneID	947
Immunogeno	Proteina ricombinante, Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-290 del CD34 umano (NP_001020280.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P28906
Peso Proteico	35kDa/41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio