

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd34 Umano (Pe/Cyanine7) Per Citometria A Flusso - P28906

Numero articolo: CM0004908

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE/Cyanine7 di coniglio contro CD34 umano, validato per la citometria a flusso. Mira all'antigene delle cellule progenitrici ematopoietiche, una glicoproteina di membrana di 41 kDa coinvolta nell'adesione cellulare e nell'homing delle cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE/Cyanine7 Coniglio anti-CD34 Umano mAb
Osservazioni/Alias	CD34; molecola CD34; GIG3
Specie	Umano
Gene ID	947
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 170-290 del CD34 umano (NP_001020280.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P28906
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio