


Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Cd352/Slamf6 Per Citometria A Flusso - Q96Du3

Numero articolo: CM0004756



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro CD352/SLAMF6 umano (membro 6 della famiglia SLAM). Validato per citometria a flusso, consente il rilevamento di NTB-A su cellule NK, T e B per studi di risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Umano CD352/SLAMF6
Note/Alias	SLAMF6; CD352; KALI; KALib; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; Membro 6 della famiglia SLAM
Specie	Umano
GeneID	114836 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-215 di CD352/SLAMF6 umano (NP_001171643.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q96DU3
Peso Proteico	24kDa/37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio