


Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Cd355/Crtam Per Citometria A Flusso - 095727

Numero articolo: CM0010651



introduzione

Anticorpo monoclonale Coniugato con Coniglio anti-Umano CD355/CRTAM per citometria a flusso. CD355/CRTAM media l'adesione cellula-cellula eterofila, regolando l'attivazione, la citotossicità e la ritenzione tissutale delle cellule T e NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale Coniugato con Coniglio anti-Umano CD355/CRTAM
Note/Alias	CD355
Specie	Umano
GeneID (Umano)	56253
GeneID	56253
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-287 di CD355/CRTAM umano (NP_062550.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	095727
Peso Proteico	22kDa/44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio