


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd38 Umano Per Fc - P28907

Numero articolo: CM0009500



introduzione

anticorpo monoclonale coniglio anti-CD38 umano per applicazioni di citometria a flusso (FC), validato per campioni umani. Ideale per lo studio di ADP-ribosio ciclastasi/ciclico ADP-ribosio idrolasi 1 (CD38) nella ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD38 mAb
Note/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	952
GeneID	952
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-300 della CD38 umana (P28907).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P28907
Peso proteico	13kDa/34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio