

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd39/Entpd1 Umano Per Citometria A Flusso - P49961

Numero articolo: CM0005088

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad per la rilevazione citofluorimetrica di CD39/ENTPD1 umano, un ectonucleotidasi di membrana che regola la segnalazione dei nucleotidi, espresso sui linfociti attivati e sui tessuti endoteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb anti-CD39/ENTPD1 umano di coniglio
Annotazioni/Alias	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	953
GeneID	953
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 255-442 di CD39/ENTPD1 umano (NP_001767.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P49961
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio