

Anticorpo Policlonale Anti-Cd45Ra Umano Per If-P - P08575

Numero articolo: CM0021684



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega al CD45RA umano (PTPRC), validato per immunofluorescenza su paraffina (IF-P). Adatto per la tipizzazione delle cellule immunitarie e studi sull'attivazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD45RA umano pAb coniglio
Note/Alias	PTPRC; B220; CD45; CD45R; GP180; L-CA; LCA; LY5; T200; recettore tirosin-fosfatasi proteica di tipo C; CD45RA umano
Specie	Umano
GeneID (umano)	5788
GeneID	5788
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 10-110 del CD45RA umano (P08575-8).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF-P
Reattività crociata	Umano
SWISS	P08575
Peso proteico	130kDa/147kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio