


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd5 Umano Per Citometria A Flusso - P06127

Numero articolo: CM0011052



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD5 umano validato per la citometria a flusso. Targetizza la glicoproteina di superficie delle cellule T CD5 (T1/Leu-1), un regolatore negativo della segnalazione del TCR con ruoli nella tolleranza immunitaria. Adatto per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD5 umano
Note/alias	T1; LEU1
Specie	Umano
ID gene (umano)	921
ID gene	921
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-371 del CD5 umano (NP_055022.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P06127
Peso della proteina	55 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante