


## Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Umano Cd55 (Daf) ( ) Per Citometria A Flusso - P08174

Numero articolo: CM0005275



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD55 coniugato con . Convalidato per citometria a flusso su campioni umani. Mira al fattore accelerante il decadimento del complemento (DAF), un regolatore chiave dell'attivazione del complemento. Adatto per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Anticorpo monoclonale coniglio anti-Umano CD55                                                                               |
| Note/Alias            | CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE                                                                                                    |
| Specie                | Umano                                                                                                                        |
| ID Gene (Umano)       | 1604                                                                                                                         |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-353 del CD55 umano (NP_000565.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                        |
| Applicazione          | FC                                                                                                                           |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                        |
| SWISS                 | P08174                                                                                                                       |
| Peso Proteico         | 39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa                                                                                                |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                            |