

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Cd56 Per Citometria A Flusso - P13591

Numero articolo: CM0009001



introduzione

Anticorpo monoclonale murino contro CD56 umano (NCAM1), convalidato per citometria a flusso. Rilevante per la ricerca in neuroscienze e sulle infezioni virali, inclusi studi sull'adesione neuronale e sui recettori della rabbia e dello Zika.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Mouse anti-Human CD56 mAb
Annotazioni / Alias	CD56; NCAM; MSK39
Specie	Uomo
GeneID (Umano)	4684
GeneID	4684
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD56 umano
Origine	Mouse
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P13591
Peso proteico	40kDa/73kDa/80kDa/83kDa/93kDa/95kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio