


Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Cd59 Per Citometria A Flusso (Fc) - P13987

Numero articolo: CM0010682



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro CD59 umano, un inibitore del complesso di attacco di membrana complementare ancorato al GPI, validato per la citometria a flusso. Adatto per lo studio della regolazione del complemento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD59 mAb
Note/Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
Specie	Umano
GeneID (Umano)	966
GeneID	966
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 26-101 del CD59 umano (NP_000602.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P13987
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio