


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd59 Umano Per Citometria A Flusso - P13987

Numero articolo: CM0010695



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit anti-CD59 umano coniugato per citometria a flusso. Bersaglia CD59 (protectina, proteina inibitrice del MAC), un regolatore chiave del complemento, per applicazioni nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human CD59 mAb
Annotazioni/Altri nomi	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	966
ID Gene	966
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-101 della CD59 umana (NP_000602.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P13987
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio