

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd62L/L-Selectina Umana Per Fc - P14151

Numero articolo: CM0010844



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD62L/L-selectina umana. Validato per citometria a flusso. Progettato per lo studio dell'adesione leucocitaria, dell'homing linfocitario e dell'infiammazione. - P14151.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Anti-CD62L/L-Selectina Umana di Coniglio
Annotazioni/Alias	SELL; CD62L; LAM1; LECAM1; LEU8; LNHR; LSEL; LYAM1; PLNHR; TQ1; L-selectin
Specie	Umana
GeneID (Umana)	6402
GeneID	6402
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 39-332 di CD62L/L-selectina umana (NP_000646.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P14151
Peso Proteico	42kDa/43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio