


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd66B Umano Per Citometria A Flusso - P31997

Numero articolo: CM0008282



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD66b umano coniugato con per citometria a flusso. Bersaglia CEACAM8, una molecola di adesione dei neutrofili. Reactivo con l'uomo. 38 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD66b mAb
Note / Alias	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1088
GeneID	1088
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-319 della CD66b umana (NP_001807.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P31997
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio