

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Cd68 (Percp) Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P34810

Numero articolo: CM0012804

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PerCP contro il CD68 umano (macrosialina, gp110). Adatto per il rilevamento intracellulare mediante citometria a flusso di una proteina di membrana lisosomiale/endosomiale di 37 kDa in macrofagi e cellule tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale PerCP Coniugato di Coniglio Anti-Umano CD68
Note/Alias	GP110; LAMP4; SCARD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	968
GeneID	968
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-319 del CD68 umano (NP_001242.2))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P34810
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio