

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd7 Umano (Biotina) Per Citometria A Flusso - P09564

Numero articolo: CM0011518

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio biotinilato diretto contro il CD7 umano, validato per la citometria a flusso (FC). Riconosce una glicoproteina transmembrana di 25 kDa presente sulle cellule T e sulle cellule NK. Adatto per l'immunofenotipizzazione e gli studi sull'attivazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD7 umano biotinilato
Note/alias	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
Specie	Umano
GeneID (umano)	924
GeneID	924
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-180 del CD7 umano (NP_006128.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P09564
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio