

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd7 Umano Per Fc - P09564

Numero articolo: CM0011151

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio (coniugato)
mirante al CD7 umano per citometria a flusso.
Adatto per l'identificazione delle cellule T e delle
cellule NK e per studi funzionali. - P09564

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human CD7 mAb
Osservazioni/Alias	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
Specie	Umano
GeneID	924
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 26-180 del CD7 umano (NP_006128.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P09564
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio