

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd7 Umano Per Citometria A Flusso (Fc) - P09564

Numero articolo: CM0012754

introduzione

mAb rabbit anti-CD7 umano per citometria a flusso, validato per la ricerca su cellule T e cellule NK umane. Anticorpo monoclonale di coniglio contro il dominio extracellulare, UniProt P09564.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD7 mAb
Note/Alias	GP40, TP41, Tp40, LEU-9
Specie	Umana
GeneID (Umana)	924
GeneID	924
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-180 della proteina CD7 umana (NP_006128.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P09564
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio