


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd70 Umano (Cd27L) Per Citometria A Flusso - P32970

Numero articolo: CM0008162



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro CD70 umano (CD27L, TNFSF7), validato per citometria a flusso. Adatto per ricerche sulle interazioni delle cellule immunitarie e sulla via di segnalazione CD27/CD70.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD70 mAb
Alias	CD27L; LPF53; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A
Specie	Umana
ID gene	970
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 39-193 della proteina CD70 umana (P32970)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a flusso)
Reattività crociata	Umana
Swiss-Prot	P32970
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio