

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd72 Umano () Per Citometria A Flusso - P21854

Numero articolo: CM0012059

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD72 umano coniugato ad di alta qualità, specificamente validato per applicazioni di citometria a flusso. Mira all'antigene di differenziazione delle cellule B CD72, un co-recettore che modula la segnalazione del recettore delle cellule B e l'omeostasi immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-CD72 Umano mAb
Osservazioni/Alias	CD72; CD72b; LYB2; molecola CD72
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	971
Gene ID	971
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 117-359 del CD72 umano (NP_001773.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P21854
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio