

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd79A Umano Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P11912

Numero articolo: CM0008356



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che mira al CD79a umano. Adatto per citometria a flusso intracellulare per rilevare la catena alfa del complesso del recettore delle cellule B in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD79a umano
Note/Alias	CD79A; IGA; MB-1; Molecola CD79a
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	973
ID Gene	973
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 165-225 del CD79a umano (NP_001774.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P11912
Peso Proteico	20kDa/25kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio