

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Cd79A Per Citometria A Flusso Intracellulare - P11912

Numero articolo: CM0004529



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD79a coniugato con per citometria a flusso intracellulare. Bersaglia la catena alfa della proteina associata al recettore dell'antigene delle cellule B (MB-1, Ig-alfa). Validato in campioni umani. UniProt P11912.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Umano CD79a
Note/Alias	IGA; MB1; MB-1; IGA1pha
Specie	Umano
GeneID (Umano)	973
GeneID	973
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 165-225 del CD79a umano (NP_001774.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umano
SWISS	P11912
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacca refrigerante