

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd8B Umano () Per Citometria A Flusso - P10966

Numero articolo: CM0009381

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD8b umano, coniugato ad , validato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio dell'immunità mediata dalle cellule T, del microambiente tumorale e del profilo delle cellule CD8+.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-CD8b umano mAb
Note/Alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Specie	Umano
GenelD (Umano)	926
Immunogeno	Proteina ricombinante/Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-170 del CD8b umano (NP_004922.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P10966
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio