


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd9 Umano () Per Citometria A Flusso - P21926

Numero articolo: CM0004194



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro il CD9 umano, adatto per citometria a flusso. Bersaglia la tetraspanina CD9 coinvolta nell'adesione cellulare, nell'attivazione piastrinica e nella fusione spermatozoo-ovulo. Ideale per la ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human CD9
Note/Alias	MIC3, MRP-1, BTCC-1, DRAP-27, TSPAN29, TSPAN-29
Specie	Umana
Gene ID	928
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-228 del CD9 umano (NP_001760.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P21926
Peso proteico	25 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio