

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd90/Thy1 Umano Per Citometria A Flusso - P04216

Numero articolo: CM0008652

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD90/Thy1 umano coniugato con per citometria a flusso. Immunogeno ricombinante (aa 20-130). Validato per campioni umani. UniProt P04216.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-CD90/Thy1 umano
Note/Alias	CD90; CDw90
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	7070
ID genico	7070
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P04216
Peso proteico	18 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio