

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd94 Umano Per Fc - Q13241

Numero articolo: CM0011756



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD94 (KLRD1) umano coniugato con per citometria a flusso. Rileva il CD94 umano, un recettore delle cellule NK coinvolto nella sorveglianza immunitaria e nella tolleranza. Adatto per la ricerca in immuno-oncologia e sulle malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD94 umano
Note/alias	KLRD1; CD94; antigene CD94 delle cellule natural killer
Specie	Umana
GeneID (umano)	3824
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-179 del CD94 umano (NP_002253.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q13241
Peso della proteina	17kDa/20kDa
Spedizione	Borsa refrigerante