

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd94 Umano Per Fc - Q13241

Numero articolo: CM0010854



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD94 umano () per citometria a flusso (FC). Rileva il CD94 umano, un recettore delle cellule NK da 21 kDa fondamentale per la tolleranza immunitaria e la sorveglianza tumorale. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD94 umano
Note/Alias	CD94
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3824
GeneID	3824
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-179 del CD94 umano (NP_002253.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q13241
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio