

Anticorpo Monoclonale Anti-Umano Cd96/Tactile Per Citometria A Flusso - P40200

Numero articolo: CM0005492



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro CD96/TACTILE umano, convalidato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio dell'adesione delle cellule immunitarie, dell'attivazione delle cellule T e NK nell'infiammazione. - P40200

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CD96/TACTILE mAb
Osservazioni/Alias	TACTILE
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10225
Gene ID	10225
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 25-519 del CD96/TACTILE umano (NP_937839.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P40200
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio