


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd98 Umano () Per Citometria A Flusso - P08195

Numero articolo: CM0012135



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con ABflo® 594 contro CD98 umano (SLC3A2), verificato per la citometria a flusso. Indicato per la ricerca in immunologia e oncologia, consente la profilazione dell'espressione della catena pesante del trasportatore degli amminoacidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD98 umano
Note/alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Specie	Umano
GeneID (umano)	6520
GeneID	6520
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 206-630 di CD98 umano (NP_002385.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P08195
Peso della proteina	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
Spedizione	Borsa refrigerante